

Test auf Chlamydien und Gonorrhoe (Tripper)

Anleitung: Pooling

Leichte Sprache

Wichtig:

Pooling bedeutet: Mehrere Proben kommen in **ein** Röhrchen.

In **ein** Röhrchen kommen maximal **zwei** Tupfer.



Es gibt das Pooling mit gelben Röhrchen.

Und es gibt das Pooling mit orangenen Röhrchen.

1. Orangenes Röhrchen

→ Rachen-Abstrich, Vaginal-Abstrich und/ oder Rektal-Abstrich




Wenn Du einen Abstrich machst, dann hast Du orangene Röhrchen.

	Bei 1 oder 2 Abstrichen hast Du 1 Röhrchen in deiner Box.
	Bei 3 Abstrichen hast Du 2 Röhrchen in deiner Box.

2. Gelbes Röhrchen

→ Urin-Probe

Wenn Du eine Urin-Probe machst, dann hast Du ein gelbes Röhrchen.

	<p>In 1 Röhrchen kommen maximal 2 Tupfer und der Urin.</p>
	<p>Wichtig: Du musst die Abstriche zuerst machen. Die Tupfer kommen zuerst in das Röhrchen. Danach füllst Du den Urin mit der Pipette in das Röhrchen.</p>
	<p>Das Röhrchen hat ein Sicht-Fenster. Der Urin ist in der Mitte von dem Sicht-Fenster. Der Urin muss in dem Sicht-Fenster sein.</p>

Achtung:

Für jeden Abstrich und die Urin-Probe gibt es eine Anleitung.

Die Anleitungen erklären Dir was Du jetzt machen musst.

Die Anleitungen erklären Dir wie Du die Proben mit der Post verschickst.